

SS-8CC2015/A0



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买



获取更多信息请, 登录我司网站: www.sonostar.net

广州索诺星科技有限公司

总部: 广东省广州市科学城崖鹰石路27号C栋5层
部件生产基地: 广东省珠海市香洲区吉大水湾路31号
电话Tel: 020-32382095 传真Fax: 020-62614030
网址: www.sonostar.net Mail: sales@sonostar.net

业务联系信息:



索诺星


争创世界一流超声品牌!

图像清晰!



SS-8 全数字便携式超声诊断仪

- 全数字成像高清晰图像
- USB存储接口和VGA, BNC等视频输出接口
- 15寸高分辨率医用液晶显示屏
- 内置可工作3小时电池
- 多变频探头
- 电影回放和图像存储功能
- 内置8G大容量存储
- 双探头接口
- ARM系统, 功能强大(包括报告编辑功能、支持激光打印机等)
- 外观精美大方
- 背光镭雕硅胶键盘
- 性价比高



Arm系统, 功能强大, 支持激光打印机打印

可根据要求定制外壳颜色, 比如如图所示灰白搭配

技术指标:

- 显示模式: B,M,2B,B/M,4B
- 显示器: 15英寸LCD液晶屏
- 数字成像技术: 广角成像、全景逐点自适应聚焦技术、滚动M技术
- 扫描深度: 300毫米
- 图像前处理: 云处理技术、总增益、8段TGC、动态范围、帧相关、线相关、噪声抑制
- 图像后处理: 图像增强、灰度图谱、伪彩图谱、组织特性成像、左右翻转、上下翻转
- 电影回放: 334帧电影回放存储
- 放大: 10倍无级放大
- THI组织谐波成像功能
- 一键优化功能
- 测量与计算:
 - B模式: 距离, 角度, 面积, 体积, 描记长度, 长度比率
 - M模式: 距离, 时间, 斜率, 心率
- 专业测量: 腹部, 妇科, 产科, 小器官
- 探头接口: 2个探头接口
- 外部接口: 1个BNC视频输出, 2个USB接口, 1个网口, 1个电源插座
- 存储: 内置8G存储
- 电源供应: 交流220V±22V, 50Hz, 功率小于80VA
- 内置电池: 可工作3个小时
- 产品尺寸: 362mm×340mm×60mm
- 灰阶: 256级灰阶, 伪彩功能
- 探头频率: 2-11MHz
- 打印: 可通过视频打印机或指定型号的激光打印机打印
- 产品重量: 3.5Kg

标准配置:

主机(含内置电池)、3.5凸阵探头、电源适配器、铝箱.



选配:

线阵、微凸、腔内、直肠、兽用背膘等探头;
台车、视频打印机、激光打印机、穿刺架.

