

V2VCC2013/A0



获取更多信息请, 登录我司网站: www.sonostarvet.com

广州索诺星科技有限公司

生产基地: 广东省珠海市香洲区吉大水湾路31号
 营销中心: 广州萝岗区科学城崖石路27号C栋504
 电话Tel: 020-32382095 传真Fax: 020-62614030
 网址: www.sonostarvet.com Mail: sales@sonostar.net

业务联系信息:



主机重仅140克!

V2

手腕式扇扫兽用B超/测孕/测膘仪

- 小巧轻便, 携带方便
- 简易的操作设计, 使用方便快捷
- 图像清晰细腻, 测量精准
- 大容量SD卡存储图像
- 功耗小电池工作时长且电池可随意更换
- 具有探头变频功能, 适应不同检查需求
- 具有伪彩显示功能





技术指标:

- 扫描方式: 机械扇扫
- 探头频率: 3.5MHz/5MHz双频率可变频探头
- 扫描深度: $\geq 180\text{mm}$, 70、110、130、150、192mm五档可调
- 屏幕: 3.5英寸
- 显示模式: B
- 图像灰阶: 256级
- 伪彩: 8种
- 图像存储: 512幅(存于SD卡)
- 测量内容: 距离、产科
- 输入电源: 直流5V(由外置电池输入)
- 整机功耗: 7W(探头运动时)/2.5W(探头停摆时)
- 电池工作时间: 约10小时
- 尺寸: 92mm*73mm*42mm
- 重量: 主机140克、探头150克、电池140克



标准配置:

- 主机 1台
- 3.5MHz/5.0MHz机械扇扫探头 1个
- 内置电池 1套
- 内置SD存储卡 1张
- 充电器、充电线、说明书等附件 1套

选配:

探头、电池、车载充电器



B超在畜牧业的应用:

1. B超监测卵泡发育和排卵为何时配种、提高配种率提供可靠的科学依据;
2. B超早孕监测最早可及时发现空怀, 以便尽早作相应处理;
3. 妊娠期B超监测可及时发现死胎、流产、胚胎吸收等, 同时可估测怀仔数目;
4. 产期B超监测可判断胎儿活力以及胎儿、胎衣是否排尽;
5. 产后B超监测可观察子宫复原状况, 同时诊断子宫内膜炎、子宫蓄脓、积液等繁殖障碍病。
6. 可活体作背膘厚及眼肌面积的测定, 为选育及品质鉴定提供准确数据。

B超在动物医院的应用:

1. 猫、狗、羊等动物的妊娠诊断, 怀胎数目及胎儿活力等的诊断;
2. 猫、狗等动物的膀胱尿道肾胆的结石, 子宫积液(液), 肾盂积液, 前列腺肿大, 腹水以及肝胆、尿、生殖系统的疾病。
3. 其它实质性器官疾病的辅助诊断与治疗。

